

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Massage Chair AVACR7 jest składanym, przenośnym krzesłem przeznaczonym do wykonywania masażu w pozycji siedzącej z pochyleniem tułowia do przodu. Produkt ma stalową konstrukcję, tapicerkę z materiału syntetycznego oraz regulowane podpory głowy, klatki piersiowej, ramion i kolan. Wymiary transportowe wynoszą około 101 x 19 x 50 cm, a masa produktu około 10 kg.

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją rozkładania, regulacji, składania i bezpiecznego użytkowania krzesła.
- Krzesło powinno być rozkładane i regulowane przez osobę znającą sposób działania jego mechanizmów, zwłaszcza gdy jest używane podczas profesjonalnych zabiegów.
- Krzesło należy ustawić na płaskiej, stabilnej, suchej i nieśliskiej powierzchni, z odpowiednią przestrzenią wokół terapeuty i użytkownika.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan ramy, połączeń, zawiasów, blokad, elementów podpierających, tapicerki oraz wszystkich regulowanych części.
- Nie używać krzesła, jeżeli konstrukcja jest niestabilna, elementy regulacyjne są poluzowane, tapicerka jest rozerwana albo występują ostre krawędzie.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia wskazanego na etykiecie produktu lub w instrukcji dołączonej do konkretnego egzemplarza.
- Z krzesła może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Przed zajęciem miejsca należy całkowicie rozłożyć ramę, uruchomić wszystkie wymagane blokady oraz upewnić się, że krzesło nie kołysze się i nie przesuwa.
- Podpory głowy, klatki piersiowej, ramion i kolan należy dostosować przed rozpoczęciem masażu, tak aby użytkownik utrzymywał stabilną i wygodną pozycję.
- Podpora twarzy nie może uciskać oczu, nosa, ust ani szyi i nie może ograniczać swobodnego oddychania.
- Na krześle należy siadać powoli i zgodnie z kolejnością wskazaną przez producenta lub osobę wykonującą masaż.
- Nie stawać, nie klękać i nie skakać na krześle. Nie siadać na podporach ramion, kolan, głowy ani klatki piersiowej.
- Nie przesuwać, nie podnosić i nie składać krzesła, gdy znajduje się na nim użytkownik.
- Podczas regulowania i składania palce, dłonie, włosy i odzież należy trzymać z dala od zawiasów, zapadek, linek i innych ruchomych elementów.
- Osoba wykonująca masaż nie powinna wywierać siły bocznej lub pionowej, która może przechylić krzesło albo przeciążyć pojedynczą podporę.
- W przypadku duszności, zawrotów głowy, omdlenia, drętwienia, bólu szyi, pleców, klatki piersiowej lub innego niepokojącego objawu należy natychmiast przerwać sesję.

- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i nie pozwalać dzieciom bawić się mechanizmem składania lub regulacji.

Przeciwwskazania

- Nie korzystać z krzesła, jeżeli użytkownik nie jest w stanie bezpiecznie przyjąć i utrzymać siedzącej pozycji z tułowiem pochylonym do przodu.
- Osoby z ciężkimi zaburzeniami równowagi, częstymi omdleniami, dezorientacją lub znacznym ograniczeniem ruchomości powinny korzystać z krzesła wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem.
- Po niedawnej operacji lub urazie szyi, kręgosłupa, barków, klatki piersiowej, bioder albo kolan pozycję na krześle i masaż należy wcześniej uzgodnić z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Nie korzystać z krzesła w przypadku ostrej duszności, bólu w klatce piersiowej lub stanu, w którym pochylenie tułowia utrudnia oddychanie.
- Nie dopuszczać do nacisku podpór na otwarte rany, świeże blizny, odleżyny, oparzenia lub zakażone obszary skóry.
- Nie korzystać z krzesła w stanie nietrzeźwości, po przyjęciu silnych środków uspokajających ani w stanie ograniczającym kontrolę pozycji ciała.
- W okresie ciąży ustawienie podpór i zakres masażu należy dostosować po konsultacji ze specjalistą, aby nie wywierać ucisku na brzuch i klatkę piersiową.

Ograniczenia zastosowania

- Krzesło jest wyposażeniem wspomagającym wykonywanie masażu. Nie jest urządzeniem do transportu, unieruchamiania ani leczenia pacjentów.
- Bezpieczeństwo masażu zależy również od kwalifikacji osoby wykonującej zabieg, prawidłowego ustawienia podpór oraz dostosowania techniki do stanu użytkownika.
- Nie pozostawiać na krześle bez nadzoru osoby, która może zsunąć się, stracić przytomność albo nie być w stanie samodzielnie zmienić pozycji.
- Nie uciskać nadmiernie klatki piersiowej, brzucha, gardła, twarzy ani przedniej części szyi.
- Długotrwałe utrzymywanie jednej pozycji może powodować drętwienie lub ucisk. W razie potrzeby należy zrobić przerwę i skorygować ustawienie podpór.
- Nie używać krzesła na zewnątrz podczas deszczu, na nierównym podłożu, na schodach ani w miejscu narażonym na przypadkowe potrącenie.
- Nie mocować do ramy dodatkowych urządzeń, obciążeń, pasów lub akcesoriów, które nie zostały dopuszczone przez producenta.
- Jeżeli podczas masażu konstrukcja przesuwa się, skrzypi w nietypowy sposób albo traci stabilność, należy natychmiast przerwać sesję.

Konserwacja urządzenia

- Regularnie sprawdzać ramę, śruby, nity, zawiasy, blokady, linki lub wsporniki oraz wszystkie elementy regulacyjne.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że podpory są prawidłowo zamocowane i nie zmieniają ustawienia pod obciążeniem.

- Poluzowane elementy należy dokręcać zgodnie z instrukcją producenta. Nie stosować przypadkowych części zamiennych.
- Nie wiercić, nie spawać, nie wyginać i nie modyfikować konstrukcji krzesła.
- Po upadku, przeciążeniu lub silnym uderzeniu należy wycofać krzesło z użytkowania do czasu sprawdzenia jego stanu.
- Uszkodzoną tapicerkę, podporę, blokadę lub element ramy należy naprawić albo wymienić przed dalszym użyciem.
- Naprawy wpływające na stabilność i nośność powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany serwis.

Czyszczenie akcesoriów

- Tapicerkę syntetyczną oraz podpory głowy, klatki piersiowej, ramion i kolan należy czyścić po każdym użytkowniku, jeżeli krzesło jest używane profesjonalnie.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki i środka przeznaczonego do materiałów syntetycznych, zgodnego z zaleceniami producenta.
- Nie stosować wybielaczy, rozpuszczalników, środków ściernych ani preparatów pozostawiających śliską warstwę.
- Nie zanurzać krzesła i nie myć go strumieniem wody ani urządzeniem wysokociśnieniowym.
- Nie dopuszczać do gromadzenia płynu w szwach, mechanizmach regulacji, zawiasach i elementach ramy.
- Przed ponownym użyciem lub złożeniem należy upewnić się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.
- Nie używać krzesła, jeżeli tapicerka jest wilgotna, śliska, rozdarta lub nie zapewnia stabilnego podparcia.

Przechowywanie i transport urządzenia oraz akcesoriów

- Krzesło należy składać wyłącznie po zakończeniu sesji, gdy nikt na nim nie siedzi i wszystkie regulowane podpory zostały ustawione w położeniu transportowym.
- Podczas składania i rozkładania należy kontrolować ruch ramy oraz chronić palce przed przycięciem.
- Złożone krzesło należy przenosić za stabilne elementy ramy. Nie podnosić go za tapicerkę, podporę twarzy, podłokietnik lub inną regulowaną część.
- Produkt należy przechowywać w suchym, czystym i wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci, mrozu, wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie układać ciężkich przedmiotów na złożonym krześle i zabezpieczyć je przed przewróceniem oraz samoczynnym rozłożeniem.
- Podczas transportu należy zabezpieczyć ramę, tapicerkę i regulowane podpory przed uderzeniami, zabrudzeniem i odkształceniem.
- Przed ponownym użyciem po transporcie należy sprawdzić wszystkie blokady i stabilność konstrukcji.