

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Recovery Air Stretcher AVACR7, odpowiadający konstrukcji Recovery Chair, jest składanym fotelem-leżanką ze stalową ramą, niezależną regulacją oparcia i podparcia nóg, funkcją leżanki, barierką zabezpieczającą, regulowaną poduszką, blokadami bezpieczeństwa oraz schowkiem. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 160 kg, a wymiary rozłożonego produktu wynoszą około 174 x 67 cm.

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z zasadami rozkładania, blokowania, regulowania, składania i bezpiecznego użytkowania produktu.
- Produkt należy ustawić na płaskiej, stabilnej, suchej i nieśliskiej powierzchni, z zachowaniem wolnej przestrzeni wokół ruchomych elementów.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stalową ramę, blokady bezpieczeństwa, barierkę zabezpieczającą, mechanizmy regulacji oparcia i podparcia nóg, poduszkę, tapicerkę oraz połączenia konstrukcyjne.
- Nie używać produktu, jeżeli rama jest odkształcona, blokady nie zatraskują się prawidłowo, barierka jest niestabilna albo występują inne uszkodzenia mogące wpłynąć na nośność.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 160 kg. Do obciążenia należy wliczyć użytkownika oraz wszystkie przedmioty znajdujące się na produkcie.
- Z produktu może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Przed zajęciem miejsca należy całkowicie rozłożyć konstrukcję, uruchomić wszystkie wymagane blokady i upewnić się, że produkt nie kołysze się ani nie przesuwają.
- Użytkownik powinien siadać i kłaść się powoli, centralnie oraz bez gwałtownego opadania na krawędź lub regulowane elementy.
- Oparcie i podparcie nóg należy regulować powoli. Podczas regulacji palce, dłonie, włosy, odzież i przewody należy trzymać z dala od zawiasów, przegubów, zapadek i szczelin.
- Barierkę zabezpieczającą należy stosować zgodnie z instrukcją, szczególnie w pozycji leżącej oraz u osób o ograniczonej mobilności.
- Nie siadać, nie stawać i nie opierać całego ciężaru ciała na barierce, podnóżku, oparciu, regulowanej poduszce ani krawędziach produktu.
- Nie przenosić ani nie przesuwać produktu, gdy znajduje się na nim użytkownik.
- Funkcja leżanki nie oznacza, że produkt jest przeznaczony do transportu, ewakuacji lub unieruchamiania pacjentów.
- Schowka należy używać wyłącznie do lekkich przedmiotów. Nie umieszczać w nim obciążeń mogących zmienić stabilność konstrukcji lub zakłócić działanie mechanizmu.
- W przypadku bólu, duszności, zawrotów głowy, drętwienia, osłabienia lub pogorszenia samopoczucia należy przerwać użytkowanie i bezpiecznie pomóc użytkownikowi w zmianie pozycji.

- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i nie dopuszczać do zabawy mechanizmem składania lub regulacji.

Przeciwwskazania

- Nie używać produktu bez pomocy, jeżeli użytkownik nie może samodzielnie i bezpiecznie usiąść, położyć się, zmienić pozycji lub wstać.
- Osoby z częstymi omdleniami, ciężkimi zaburzeniami równowagi, dezorientacją lub znacznym ograniczeniem ruchomości powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem.
- Po niedawnej operacji, urazie kręgosłupa, szyi, biodra, miednicy lub kończyn pozycję leżącą i regulację produktu można stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty.
- Nie używać produktu, jeżeli lekarz zabronił pozycji leżącej, odchylonej albo z uniesionymi nogami.
- Nie korzystać z produktu w stanie nietrzeźwości, po przyjęciu silnych środków uspokajających ani w stanie uniemożliwiającym bezpieczne kontrolowanie pozycji ciała.
- Nie dopuszczać do długotrwałego nacisku na otwarte rany, odleżyny, świeże blizny lub inne bolesne zmiany skórne.

Ograniczenia zastosowania

- Produkt służy do odpoczynku, regeneracji i wygodnego ułożenia ciała. Nie jest noszami medycznymi, urządzeniem transportowym ani sprzętem do unieruchamiania urazów.
- Produkt nie zastępuje diagnozy, leczenia, opieki pielęgniarskiej ani rehabilitacji prowadzonej przez specjalistę.
- Nie pozostawiać bez nadzoru osoby, która może zsunąć się, spaść, zaplątać w barierkę lub nie być w stanie samodzielnie zmienić pozycji.
- Nie wykonywać masażu lub innych czynności z użyciem dużej siły bocznej, jeżeli mogłoby to spowodować przechylenie albo przesunięcie konstrukcji.
- Nie regulować oparcia i podparcia nóg gwałtownie. Jeżeli mechanizm stawia nietypowy opór lub nie blokuje się, należy przerwać użytkowanie.
- Nie umieszczać pod konstrukcją ani w pobliżu mechanizmu przedmiotów, które mogą zostać przygniecione lub zablokować ruch elementów.
- Nie używać produktu na pochyłym, miękkim, nierównym lub śliskim podłożu ani w pobliżu schodów i krawędzi.
- Przy pierwszym użyciu należy wybrać niewielkie odchylenie i krótki czas, aby ocenić tolerancję użytkownika.

Konserwacja urządzenia

- Regularnie sprawdzać stan stalowej ramy, śrub, nitów, przegubów, blokad, barierki, mechanizmu regulacji i elementów składanych.
- Poluzowane elementy należy dokręcać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i przy użyciu właściwych części.

- Nie wiercić, nie spawać, nie wyginać i nie modyfikować ramy ani elementów zabezpieczających.
- Po upadku, uderzeniu, przeciążeniu albo niekontrolowanym złożeniu należy wycofać produkt z użytkowania do czasu sprawdzenia jego stanu.
- Uszkodzoną tapicerkę, poduszkę, barierkę lub mechanizm regulacji należy naprawić albo wymienić przed dalszym użyciem.
- Naprawy wpływające na nośność, stabilność lub działanie blokad powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany serwis.

Czyszczenie akcesoriów

- Tapicerkę, regulowaną poduszkę, barierkę i ramę należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką oraz łagodnym środkiem odpowiednim dla danego materiału.
- Nie używać wybielaczy, rozpuszczalników, środków ściernych ani preparatów mogących osłabić tapicerkę lub elementy konstrukcyjne.
- Nie zanurzać produktu w wodzie i nie czyścić go strumieniem wody ani urządzeniem wysokociśnieniowym.
- Po czyszczeniu należy dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie, zwłaszcza metalowe połączenia i mechanizmy blokujące.
- Jeżeli z produktu korzysta więcej niż jedna osoba, powierzchnie kontaktowe należy czyścić i dezynfekować pomiędzy użytkownikami preparatem zgodnym z materiałem.
- Przed ponownym użyciem należy upewnić się, że tapicerka jest sucha, a mechanizmy nie zostały zanieczyszczone środkiem czyszczącym.

Przechowywanie i transport urządzenia oraz akcesoriów

- Produkt należy składać wyłącznie po jego opróżnieniu i ustawieniu regulowanych części w pozycji przewidzianej przez producenta.
- Podczas składania i rozkładania należy kontrolować ruch konstrukcji oraz chronić dłonie i palce przed przycięciem.
- Złożony produkt należy przenosić za stabilne elementy ramy. Nie ciągnąć za tapicerkę, barierkę, poduszkę ani regulowane podpory.
- Produkt należy przechowywać w suchym, czystym i wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci, mrozu, wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowywać ciężkich przedmiotów na złożonym produkcie i zabezpieczyć go przed przewróceniem oraz samoczynnym rozłożeniem.
- Podczas transportu należy zabezpieczyć blokady, ramę, barierkę, tapicerkę i regulowaną poduszkę przed uderzeniami, zarysowaniem i odkształceniem.