

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Zagrożenia związane ze zdrowiem

- Z urządzenia nie powinny korzystać osoby cierpiące na schorzenia sercowo-naczyniowe oraz na takie, które wymagają stosowania urządzeń medycznych lub pogarszające samopoczucie.
- Przed użyciem urządzenia najlepiej skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować urządzenia w okolicach bez czucia lub zdrętwiałych ani w przypadku problemów krążeniowych.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku stwierdzonych zakrzepów, zakrzepicy żył głębokich lub zapalenia żył.
- Nie należy stosować urządzenia w okolicach objętych opuchlizną, stanem zapalnym ani w przypadku wystąpienia wykwitów skórnych.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku bólu łydek o nieznanym pochodzeniu.
- W przypadku pojawienia się bólu, dyskomfortu, a także siniaków powstałych w trakcie masażu lub po nim, należy przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia

- Nie należy używać urządzenia w obecności gazów łatwopalnych, w tym łatwopalnych środków znieczulających.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innej cieczy. Nie pozwolić, aby ciecz dostała się do jakiegokolwiek części pompy systemu.
- Nie należy otwierać pompy. Nie należy podejmować także prób samodzielnej naprawy pompy.
- Jeśli wystąpiła jakakolwiek zmiana w wydajności urządzenia, należy zaprzestać jego użytkowania.
- Nie należy modyfikować jakichkolwiek części urządzenia.
- Nie należy nadmuchiwać systemu przed jego założeniem, a także przed zapięciem wszystkich zamków. Nie należy także wstawiać ani chodzić w założonym urządzeniu.
- Nie należy używać urządzenia w warunkach spoza zakresu temperatur 10°C do 30°C oraz w warunkach spoza zakresu wilgotności 30% RH do 75% RH, bez kondensacji. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na poziomie do 3000 m nad poziomem morza. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.

- Pompy urządzenia nie należy umieszczać na łóżku, kocu, materacu, poduszce ani na innych miękkich powierzchniach.

Zagrożenia związane z higieną i czyszczeniem urządzenia

- Przed czyszczeniem należy odłączyć pompę od gniazdka elektrycznego; przed ponownym podłączeniem do gniazdka pozostawić ją do całkowitego osuszenia.
- Nie należy stosować żadnych środków czyszczących na bazie oleju; nie stosować rozpylaczy ani wilgotnych ściereczek na tyłach pompy ze względu na wyloty powietrza.
- Nie należy prać ręcznie ani w pralce; nie używać wybielaczy, nie czyścić chemicznie, nie wyżyłać, nie prasować, nie suszyć ciepłem ani w suszarce bębnowej.

Zagrożenia związane z użytkowaniem Half Jacket

- Nie należy chodzić ani wstawać mając założoną kamizelkę. Należy założyć ją w pozycji siedzącej i zdjąć przed wstaniem.
- Nie należy pompować kamizelki “na pusto” (bez nałożenia na wyznaczoną część ciała) oraz bez zapiętych zamków błyskawicznych.
- W przypadku stosowania kamizelki kompresyjnej nie należy przekraczać ciśnienia 50 mmHg.
- Nie działać nadmierną siłą na paski systemu.
- W przypadku pojawienia się bólu, siniaków, podrażnienia w trakcie masażu lub po jego zakończeniu należy przerwać użytkowanie i zgłosić się do lekarza.
- Nie należy stosować w trakcie ciąży.

Zagrożenia związane z użytkowaniem Compression Sleeve

- Nie należy chodzić ani wstawać mając założony mankiet kompresyjny. Należy założyć je w pozycji siedzącej i zdjąć przed wstaniem.
- Nie należy pompować spodni “na pusto” (bez nałożenia na wyznaczoną część ciała) oraz bez zapiętych zamków błyskawicznych.
- Nie działać nadmierną siłą na paski systemu.
- W przypadku pojawienia się bólu, siniaków, podrażnienia w trakcie masażu lub po jego zakończeniu należy przerwać użytkowanie i zgłosić się do lekarza.
- Nie należy stosować w trakcie ciąży.

Zagrożenia związane z użytkowaniem Compression Pants

- Nie należy chodzić ani wstawać mając założone spodnie kompresyjne. Należy założyć je w pozycji siedzącej i zdjąć przed wstaniem.

- Ze spodenek kompresyjnych nie należy stosować w pozycji siedzącej ani leżącej. Używać go tylko w pozycji półleżącej lub leżącej na wznak (twarzą do góry).
- Nie należy pompować spodni "na pusto" (bez nałożenia na wyznaczoną część ciała) oraz bez zapiętych zamków błyskawicznych.
- W przypadku stosowania spodni kompresyjnych nie należy przekraczać ciśnienia 50 mmHg.
- Nie działać nadmierną siłą na paski systemu.
- W przypadku pojawienia się bólu, siniaków, podrażnienia w trakcie masażu lub po jego zakończeniu należy przerwać użytkowanie i zgłosić się do lekarza.
- Nie należy stosować w trakcie ciąży.

Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

RecoveryAir Prime i PRO: Należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem. Pozwolić mu całkowicie wyschnąć przed ponownym podłączeniem do gniazdka. Wyczyścić je za pomocą lekko wilgotnej ściereczki. Nie wolno pozwolić, aby wilgoć lub płyny dostały się do urządzenia.

JetBoots: Należy unikać używania płynnych środków czyszczących w okolicach konsoli na dole buta oraz panelu sterowania na górze buta.

Czyszczenie mankietów: Delikatnie wyczyścić zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie butów/odzieży za pomocą miękkiej ściereczki, ciepłej wody o temperaturze nieprzekraczającej 38°C oraz łagodnego detergentu. Nie zanurzać w cieczy ani nie pozwolić, by płyn dostał się do otworów wentylacyjnych buta/odzieży. Wysuszyć je za pomocą miękkiego ręcznika. Po wyschnięciu zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie buta/odzieży mogą zostać przetarte alkoholem 70% lub odpowiednim środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.