

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

## Środki ostrożności

W tych okolicznościach należy zachować szczególną ostrożność, a sposób używania urządzenia może wymagać modyfikacji. W razie potrzeby, lub jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, skonsultuj się z profesjonalistą.

- Niedawna kontuzja lub operacja
- Nadciśnienie (kontrolowane)
- Nienaturalne odczucia (np. drętwienie)
- Wrażliwość na ciepło lub nacisk
- Wystające kości lub obszary
- Łagodna neuropatia obwodowa
- Usuń soczewki kontaktowe przed użyciem urządzenia
- Urządzenie powinno dobrze przylegać, ale NIE powinno ograniczać krążenia w żaden sposób

## Przeciwwskazania

Są to okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści. W związku z tym zaleca się, aby przed użyciem urządzenia skonsultować się z profesjonalistą medycznym.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowy stan zapalny tkanek, infekcje, siniaki lub guzy
- Nadciśnienie (niekontrolowane)
- Choroby naczyń/arterii i krążenia, w tym zakrzepy krwi, zapalenie żył, zakrzepica, żylaki
- Ostra lub ciężka choroba serca, wątroby lub nerek
- Ciężka neuropatia obwodowa lub inna przyczyna upośledzenia czucia
- Zaburzenia krzepnięcia krwi
- Choroby tkanki łącznej
- Leki, które powodują rozrzedzenie krwi lub zmieniają odczucia
- Bezpośredni nacisk na miejsce operacyjne lub sprzęt medyczny
- Rozrusznik serca lub ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
- Historia zatorów
- Nie używać w przypadku niewyjaśnionego bólu

## Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

## Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

## Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

## Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

## Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla

zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

## Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

## Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

W celu wy, przetrzyj wewnętrzną tkaninę SmartGoggles nieabrazyjną, bezwłóknistą ściereczką. Jeśli to konieczne, lekko zwilż nieabrazyjną, bezwłóknistą ściereczkę wodą lub roztworem na bazie alkoholu i wyczyść urządzenie. Osusz SmartGoggles nieabrazyjną, bezwłóknistą ściereczką.

SmartGoggles NIE są wodoodporne ani przystosowane do prania w pralce. Nie dopuszczaj do przedostania się nadmiaru płynów lub wody do urządzenia.