



PRZYSPIESZ POWRÓT DO SPRAWNOŚCI

ROZSZERZ ZAKRES OPIEKI POOPERACYJNEJ I PRZYSPIESZ
PROCES LECZENIA DZIĘKI GAME READY® – SYSTEMOWI
DO TERAPII ZIMNEM I KOMPRESJĄ.

G A M E  R E A D Y®

WYŻSZY POZIOM REGENERACJI PO URAZIE I OPERACJI

Pomóż swoim pacjentom szybciej odzyskać sprawność dzięki systemowi Game Ready®

Po zabiegu chirurgicznym fizjoterapia i proces rekonwalescencji mają kluczowe znaczenie dla wyniku leczenia. Dzięki Game Ready® - innowacyjnemu systemowi do terapii zimnem i kompresją możesz rozszerzyć zakres swojej opieki poza salę operacyjną, aby pomóc pacjentom odzyskać sprawność po urazie, zabiegu ortopedycznym czy operacji wymiany stawu.

KLINICZNIE POTWIERDZONE KORZYŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ OSIĄGNĄĆ WIELOASPEKTOWE CELE REHABILITACJI


- ✓ Zmniejsza ilość stosowanych leków przeciwbólowych, a u części pacjentów może pozwolić na ich **wcześniejsze odstawienie**.^{1,2,3}
- ✓ Zmniejsza ból i obrzęk.^{1,4}
- ✓ Zwiększa zakres ruchu u pacjentów po operacyjnej rekonstrukcji ACL.³
- ✓ Zwiększa zadowolenie pacjenta z przebiegu procesu rehabilitacji.^{1,5}



Skuteczniejsze chłodzenie niż w innych metodach RICE

Wybierany przez tysiące chirurgów ortopedów, lekarzy medycyny sportowej, placówek medycznych, wojskowych sił specjalnych oraz profesjonalnych drużyn sportowych na całym świecie.

System Game Ready® zapewnia szybsze schłodzenie tkanek, które dociera głębiej i utrzymuje się przez dłuższy czas niż w przypadku tradycyjnych metod RICE czy innych urządzeń.**



Zintegrowane zimno i kompresja – wszystko w jednym niezwykle efektywnym systemie

System Game Ready®, łącząc aktywną terapię zimnem i przerywaną kompresją, przenosi protokół pourazowy RICE (odpoczynek, chłodzenie, kompresja, elewacja) na wyższy poziom. Zapewnia większą niż kiedykolwiek wcześniej możliwość regulacji parametrów (temperatura, poziom kompresji), precyzję i wygodę.



Aktywna krioterapia

Zimna woda stale przepływa przez mankiety i chłodzi uszkodzoną okolicę, co zapewnia komfortowe użytkowanie i skutecznie zmniejsza obrzęk, ból oraz napięcie mięśni.



Przerywana kompresja

Kompresja pneumatyczna naśladuje naturalne skurcze mięśni, aby usunąć obrzęk i poprawić przepływ natlenowanej krwi.



Dopasowane mankiety

Anatomicznie zaprojektowane mankiety obejmują uszkodzoną okolicę i precyzyjnie przylegają do ciała, aby zapewnić efektywną terapię zimnem.



Szybkie i głębokie chłodzenie

Szybsze, głębsze i bardziej długotrwałe chłodzenie oznacza bezpieczniejsze zabiegi ze zminimalizowanym ryzykiem odmrożeń oraz udowodnioną redukcję ilości stosowanych leków przeciwbólowych.



Prosta obsługa

Intuicyjny interfejs i sterowanie manualne umożliwiają łatwe korzystanie z wbudowanych programów i szybkie dostosowanie ustawień – temperatury, siły kompresji oraz czasu zabiegu.



Poręczny i mobilny

System jest przenośny i można z niego korzystać w domu, w gabinecie, na boisku lub w dowolnym miejscu, gdzie zabieg jest potrzebny.

*„System Game Ready® ułatwia stosowanie się do zaleceń i zmniejsza ilość stosowanych narkotycznych środków przeciwbólowych.”**

Laura Schwartz, RN, MSN, APRN, FNP, COHNS

Innowacyjna konstrukcja mankietu dla lepszego komfortu i efektu

Kompleksowa linia mankietów Game Ready® zapewnia podwójne działanie, dzięki zintegrowaniu terapii zimnem i kompresji. Opatentowana technologia anatomicznie zaprojektowanych mankietów, dedykowanych do różnych okolic gwarantuje lepsze dopasowanie i komfort podczas użytkowania. Umożliwia precyzyjne przyleganie i kontakt z większą powierzchnią ciała, a przez to skuteczniejszą terapię.



*„Game Ready® zapewnia znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na leki przeciwbólowe i co najmniej o 20% szybszy powrót do zdrowia.”**

Peter Millett, MD, MSC | The Steadman Clinic



MANKIET NA KRĘGOSŁUP C-T



MANKIET NA BARK



MANKIET NA ZGIĘTY ŁOKIEĆ
(FLEXED)



MANKIET NA ŁOKIEĆ



MANKIET NA DŁOŃ
I NADGARSTEK



MANKIET NA LĘDŹWIE




MANKIET NA
BIODRO / PACHWINĘ



MANKIET NA KOLANO
PO ARTROSKOPII



MANKIET NA STAW KOLANOWY



MANKIET NA CAŁĄ NOGĘ
(FULL LEG BOOT)



MANKIET BUT WYSOKI



MANKIET NA STAW SKOKOWY



KONEKTOR MEDYCZNY



AKUMULATOR



TORBA TRANSPORTOWA

Po operacji powodzenie leczenia zależy od najlepszego postępowania ukierunkowanego na powrót do zdrowia




*„Polegamy na Game Ready®, aby zmniejszyć ból i obrzęk, poprawić zakres ruchu i umożliwić pacjentom szybszy powrót do domu.”**


Dr Xavier Cassard | Capio Clinique des Cedres | Tuluza, Francja

Łatwy do użycia na sali pooperacyjnej i w dowolnym miejscu

Konfiguracja jest prosta i intuicyjna. Użytkownicy mogą wybierać spośród sześciu programów automatycznych, ręcznie sterować własnymi protokołami oraz dostosowywać ustawienia temperatury, siły kompresji i czasu zabiegu za pomocą jednego przycisku lub pokrętki.



WYBIERZ PROGRAM



DOSTOSUJ CZAS



DOSTOSUJ KOMPRESJĘ



DOSTOSUJ TEMPERATURĘ



START/STOP



Wypożyczenie umożliwia kluczową rekonwalescencję w domu

Wygodny program wypożyczeń on-line umożliwia niezwykle ważną i efektywną regenerację w domu, dzięki której rozszerzysz zakres oferowanej opieki.

Formalności, dostawy i zwroty są bardzo proste. O szczegóły zapytaj przedstawiciela wypożyczalni oferującej Game Ready – Strefy Regeneracji.

Masz ubezpieczenie na życie i zdrowie? Sprawdź w polisie, czy przysługuje Ci **zwrot kosztów rehabilitacji i wynajmu Game Ready!**

Rozszerz zakres swojej opieki i pomóż pacjentom szybciej wrócić do tego, co dla nich ważne dzięki Game Ready®

G A M E  R E A D Y®

Wypożyczalnia on-line:

STREFA REGENERACJI S.C.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów
info@strefaregeneracji.pl
www.strefaregeneracji.pl

Zakup & polska dystrybucja:

WERON
ul. Hoffmanowej 21/2, 35-016 Rzeszów
info@weron.pl
www.weron.pl

*Wyniki mogą się różnić na podstawie indywidualnych doświadczeń, a nie zapewnień producenta. **Zdjęcia termiczne i temperatury skóry zostały wykonane po 30 minutach zabiegu, wszystkie urządzenia zostały zastosowane zgodnie z instrukcjami producenta w identycznych warunkach.

1. Su EP, Perna M, Boettner F, i in. A prospective, multi-center randomized trial to evaluate the efficacy of a cryopneumatic device on total knee arthroplasty recovery. J Bone & Joint Surg. 2012;SuppA(94-B):153-6. 2. Waterman W, Walker JJ, Swains C, i in. The efficacy of combined cryotherapy and compression compared with cryotherapy alone following anterior cruciate ligament reconstruction. J Knee Surg. 2012;25(02):155-160. 3. Murgier J i Cassard X. Cryotherapy with dynamic intermittent compression for analgesia after anterior cruciate ligament reconstruction. Preliminary study. Orthop Traumatol Surg Res. 2014;100(3):309-312. 4. Jak w przypadku wszystkich zastosowań RICE. 5. Leegwater NC, Jore HW, Brohet R, Nolte.

P. Cryocompression therapy after elective arthroplasty of the hip. Hip Int. 2012;22(05):527-533.

Wszystkie wyroby medyczne wiążą się z nieodłącznym ryzykiem. Wskazania, ostrzeżenia i przeciwwskazania znajdują się na etykiecie produktu. Biuletyn techniczny dotyczące bezpieczeństwa produktów znajdują się na stronie www.gameready.com.