

	RecoveryAir JetBoots	JetBoots Prime	JetBoots PRO Plus
Krótki opis	 Bezprzewodowe buty do kompresji pneumatycznej, w których aparaty do drenażu limfatycznego zostały wbudowane bezpośrednio w mankiety. Idealne do samodzielnego masażu nóg w domu lub w podróży.	 Lekkie, bezprzewodowe buty regeneracyjne, połączone panelem z kompresorem. Są ultramobilne, proste w obsłudze i wydajne. Pozwolą szybko pozbyć się bólu i zmęczenia mięśni oraz opuchlizny.	 Najbardziej zaawansowane, bezprzewodowe buty kompresyjne na rynku ze światłem podczerwonym LED i wibracjami dla maksymalnej regeneracji mięśni oraz stawów.
Przeznaczenie	Regeneracja i wellness - osoby aktywne fizycznie - osoby pracujące w pozycji stojącej lub siedzącej - osoby zmagające się z obrzękami i uczuciem ciężkich nóg.	Regeneracja i wellness - osoby aktywne fizycznie - osoby pracujące w pozycji stojącej lub siedzącej - osoby zmagające się z obrzękami i uczuciem ciężkich nóg.	Wydajność sportowa oraz regeneracja mięśni i stawów - sportowcy i osoby o wysokiej aktywności fizycznej - gabinety fizjoterapii - pacjenci z dolegliwościami mięśni i stawów.
Dostępne terapie	Kompresja pneumatyczna	Kompresja pneumatyczna	- Kompresja pneumatyczna - Światło podczerwone LED - Wibracje
Ilość komór w nogawce	4	4	4
Poziom ciśnienia	Regulowany w zakresie 20-100 mmHg: - w panelu: co 25 mmHg; - w aplikacji: co 5 mmHg.	Regulowany w zakresie 25-100 mmHg za pośrednictwem panelu w poziomach co 25 mmHg.	Regulowany w zakresie 20-100 mmHg, za pośrednictwem panelu w poziomach co 5 mmHg.
Czas zabiegu	Regulowany w panelu urządzenia - 4 interwały czasowe: 20 min, 40 min, 60 min i tryb ciągły.	Regulowany w panelu urządzenia - 4 interwały czasowe: 20 min, 40 min, 60 min i tryb ciągły).	Regulowany w panelu urządzenia w zakresie 10 - 60 minut (w poziomach co 5 min) lub tryb ciągły.
Technologia TruGrade™ (ujemny gradient ciśnienia)	Tak	Tak	Tak

	RecoveryAir JetBoots	JetBoots Prime	JetBoots PRO Plus
			
Technologia FastFlush™ (szybkie cykle)	Tak	Tak	Tak
Czas trwania jednego cyklu napełnienia i opróżnienia	60 sekund	60 sekund	60 sekund
Łączność Bluetooth i sterowanie przez aplikację	Tak	Nie	Tak
Predefiniowane programy	2	1	8: regeneracja, rozgrzewka, dolna część nogi, górna część nogi, kolano, terapia stawów, łagodzenie bólu i przygotowanie do snu.
Wybór trybu cyklu napełnienia	Nie	Nie	Tak
Czas pracy na baterii	240 min	180 min	150 min
Rozmiary	S, M, L	S, M, L	S, M, L
Tabela długości mankietów	Rozmiar	Zewnętrzna długość nogi	Wewnętrzna długość nogi
	S	68 – 81 cm	60 – 73 cm
	M	81 – 93 cm	73 – 80 cm
	L	+ 93 cm	+ 86 cm
Waga	• S – 1,87 kg (1 but) • M – 1,99 kg (1 but) • L – 2,03 kg (1 but)	• S – 2,51 kg • M – 2,73 kg • L – 2,86 kg	• S – 5,1 kg • M – 5,5 kg • L – 5,8 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata