

RecoveryTherm™ Cube

Ukierunkowana terapia ciepłem, zimnem i kontrastami.

Efektywna ulga w bólu i regeneracja.

Uśmierz ból, zmniejsz stan zapalny oraz bolesność mięśni i zmaksymalizuj regenerację dzięki RecoveryTherm Cube. Wybieraj pomiędzy natychmiastową terapią ciepłem, terapią zimnem lub naprzemienną terapią kontrastową – zastępując niepraktyczne okłady z lodu i parzące termofory, które szybko zmieniają temperaturę.

Szybka i precyzyjna kontrola temperatury.

RecoveryTherm Cube z zastrzeżoną technologią Cryothermal™ dostarcza szybkie oraz precyzyjnie kontrolowane ogrzewanie, chłodzenie i terapię kontrastową bezpośrednio do skóry. Wartości temperatury i czasu terapii skonfigurowano w oparciu o badania naukowe, tak aby zapewnić skuteczną ulgę od bólu i napięcia.

Ukierunkowana terapia praktycznie każdej okolicy ciała.

Uśmierz ból tam, gdzie najbardziej potrzebujesz dzięki RecoveryTherm Cube. Możesz trzymać go w rękach lub przymocować do ciała za pomocą pasków i wygodnie korzystać z terapii w czasie aktywności.



Kluczowe cechy:

- Precyzyjne, bezpieczne i naukowo skalibrowane temperatury dzięki technologii Cryothermal™.
- Przenośna i wygodna konstrukcja, umożliwiająca zabiegi bez użycia rąk.
- Regulowane paski umożliwiające terapię dowolnego miejsca na ciele.
- 3 naukowo skalibrowane ustawienia wstępne z precyzyjną regulacją temperatury dla dopasowania do Twoich potrzeb:
 - **Ciepło** 🔥 - 24 minuty (35° C, 39° C, 43° C),
 - **Zimno** ❄️ - 18 minut (16° C, 12° C, 8° C),
 - **Terapia kontrastowa** ❄️🔥 - 20 minut (zimno: 8° C, ciepło: 43° C).
- Czas pracy baterii: 120 minut przy użyciu ciepła / zimna oraz 60 minut przy terapii kontrastowej.

Zestaw zawiera:

- urządzenie RecoveryTherm Cube,
- ramkę do mocowania pasków,
- 1 krótki pasek – 50 cm,
- 1 długi pasek – 100 cm,
- kabel do ładowania USB-C.

