



TheraFace Mask to przełomowa maska LED do pielęgnacji skóry, która zapewnia jednoczesną terapię całej twarzy. Dostarcza ukierunkowany zabieg z użyciem światła czerwonego, czerwonego z podczerwonym i niebieskiego, a także łagodzący masaż wibracyjny. Badania kliniczne wykazały gładszą, jędrniejszą i zdrowszej wyglądającą skórę, a także spłycenie zmarszczek i wyrównanie kolorytu już po 8 tygodniach stosowania*.

Co wyróżnia TheraFace Mask

Maska wyposażona jest w aż 648 diod LED (3 x więcej niż w konkurencyjnych produktach). Umożliwia to pokrycie całej okolicy twarzy i zapewnia maksymalną skuteczność w najkrótszym czasie.

Predefiniowana **9-minutowa terapia** może zostać dopasowana do konkretnych problemów w pielęgnacji skóry za pomocą krótkich **3-minutowych sesji**.



Światło czerwone

Redukuje zmarszczki i ciemne plamy.



Światło czerwone z podczerwienią

Stymuluje produkcję kolagenu i wygładza skórę.



Światło niebieskie

Zwalcza trądzik i bakterie, które go wywołują.

Terapia wibracyjna

Rozluźniająca terapia wibracyjna ukierunkowana jest na kluczowe punkty wokół oczu, linii brwi, skroni i skóry głowy, zapewniając relaksujący masaż.

Maska posiada 3 tryby wibracji. Zabieg może być stosowany w połączeniu ze światłem LED lub jako samodzielny **15-minutowy masaż**.



Wyniki badania percepcji konsumentów*

Po 8 tygodniach:

- 96% zauważyło zdrowszy wygląd skóry,
- 96% zgodziło się, że skóra jest gładsza,
- 93% zgodziło się, że skóra jest odmłodzona i bardziej rozświetlona.

Po 12 tygodniach:

- 83% zauważyło widoczne spłycenie zmarszczek,
- 83% zgodziło się, że skóra jest jędrniejsza,
- 83% zgodziło się, że skóra jest widocznie bardziej napięta.



Cechy:

- Wyprofilowana konstrukcja do zabiegu na całą okolicę twarzy.
- Bezprzewodowa i łatwa w użyciu, bez użycia rąk w czasie zabiegu.
- Silikonowe osłony oczu.
- Uniwersalny rozmiar i wygodne dopasowanie za pomocą regulowanych pasków.
- Wytrzymała, łatwa do czyszczenia obudowa z matowym wykończeniem.

Zestaw zawiera:

- urządzenie TheraFace Mask,
- zdejmowane osłony oczu,
- stojak,
- kabel do ładowania USB-C.

Specyfikacja:

- Czas pracy na baterii: 60-120 minut.
- Czas ładowania: 90 minut.
- Wymiary: 200 x 230 x 180 mm.
- Waga urządzenia: 576 g.

**Wyniki badania opinii z 12-tygodniowego badania klinicznego z udziałem 31 osób, po stosowaniu zaprogramowanego 9-minutowego zabiegu, 1x dziennie. Uczestnicy otrzymali rekompensatę. Więcej informacji znajdziesz na stronie therabody.com/science.