

URTOSIX[®]

— EMC —



URTOSIX® EMC



URTOSIX® EMC to nieskupiona (radialna) fala uderzeniowa, które całkowicie zmienia podejście terapeutyczne w leczeniu wielu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Dostarczana do tkanek energia mechaniczna prowadzi do **ZWIĘKSZENIA AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ** w obszarze poddanym zabiegowi, co sprzyja **REDUKCJI STANU ZAPALNEGO** oraz **ZMNIEJSZENIU BÓLU** dzięki miejscowemu uwalnianiu endorfin. Terapia stymuluje i przyspiesza procesy regeneracyjne.

URTOSIX® EMC to idealne połączenie wydajności i mobilności. Urządzenie, przy kompaktowych rozmiarach, oferuje energię do 185 mJ (odpowiednik ok. **6 BAR** w systemie pneumatycznym) przy zmiennej częstotliwości.

Dzięki równomiernemu rozpraszaniu fal zmniejsza odczuwanie bólu, jednocześnie zapewniając **LEPSZĄ** odpowiedź **TERAPEUTYCZNĄ**.

Główne zastosowania obejmują dziedziny takie jak: ortopedia, rehabilitacja oraz medycyna sportowa.

ŁOKIEĆ: entezopatie – nadkłykieć boczny (łokieć tenisisty), przyśrodkowy (łokieć golfisty);

BARK: tendinopatie przyczepów, zespół ciasnoty podbarkowej;

KOLANO: tendinopatie więzadła rzepki, tzw. gęsia stopka;

DŁOŃ: zmiany zwyrodnieniowe stawów (artretyzm);

SPOJENIE ŁONOWE: tendinopatie przywodzicieli (pachwina sportowca);

BIODRO: choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego;

STAW SKOKOWY: tendinopatie ścięgna Achillesa, apofiza piętowa;

OGÓLNE: zapalenia kałek, okostnej (w tym reaktywne i pourazowe), tendinopatie, entezopatie, tendoperiostopatie.

SPECYFIKACJA:

- Energia impulsu: 60÷185 mJ
- Tryby pracy: 4 (ciągły/4/8/12 impulsów)
- Częstotliwość: 1÷22 Hz
- Głowice terapeutyczne: 6/15/25 mm
- Żywotność głowicy: do 2 milionów uderzeń
- Zasilanie: 90–240 V AC / 50–60 Hz
- Maks. moc wyjściowa
- Certyfikat CE 0051

CECHY:

- Unikalny design
- Nowoczesne oprogramowanie
- Ekran dotykowy 7" – większa szybkość i precyzja
- Ekran z hartowanego szkła 2 mm – zwiększona trwałość i widoczność
- Intuicyjny interfejs oparty na ikonach
- Możliwość aktualizacji przez port USB
- Monitorowanie pracy urządzenia z poziomu ekranu, enkodera i klawiatury
- Gotowe protokoły terapeutyczne
- Możliwość tworzenia własnych programów
- System zabezpieczający z gniazdem blokady
- Oprogramowanie w 7 językach



3 TRYBY PRACY

Urządzenie oferuje 3 tryby użytkowania:
MANUALNY, **PROTOKOŁY PREDEFINIOWANE**
oraz **PROGRAMY INDYWIDUALNE**.

Tryb **MANUALNY** – umożliwia ustawienie liczby faz (od 1 do 3), siły impulsu (od 60 do 185 mJ), częstotliwości (1–22 Hz), trybu ciągłego lub sekwencji impulsów (4/8/12), a także liczby uderzeń (od 100 do 3000). Wszystkie parametry można zmieniać w trakcie zabiegu.

PROTOKOŁY PREDEFINIOWANE – do wyboru 33 gotowe programy terapeutyczne pozwalające na edycję ustawień podczas terapii.

PROGRAMY INDYWIDUALNE – użytkownik może samodzielnie zaplanować, zapisać i przywołać ustawienia dostosowane do własnych preferencji oraz doświadczenia terapeutycznego.



UrtoSix® EMC wyposażony jest w **ELEKTROMAGNETYCZNY PISTOLET TERAPEUTYCZNY**, który oferuje żywotność do 2 milionów uderzeń oraz trzy wymienne głowice.



33

GOTOWE PROGRAMY:

Zapisane programy terapeutyczne są wynikiem wieloletniego doświadczenia i współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami. Stanowią one wartościowy punkt wyjścia do prowadzenia terapii, a możliwość ich modyfikacji zapewnia szeroki wachlarz zastosowań, co czyni urządzenie niezwykle funkcjonalnym w praktyce medycznej i fizjoterapeutycznej.



OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR:

STREFA REGENERACJI S.C.

ul. T. Boya-Żeleńskiego 25

35-105 Rzeszów

+48 17 855 46 48

info@strefaregeneracji.pl

www.strefaregeneracji.pl

Dane, opisy, wymiary, wagi i ilustracje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Materiały techniczne przeznaczone są wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu. Zakaz rozpowszechniania wśród osób nieupoważnionych.